

OMHC-CNPM001

# PULSE O-METER

## パルスゼロメーター

### 指先で 簡単チェック



### 大切な毎日の健康管理に!

Omni

### PULSE O-METER

パルスゼロメーター [非医療用]



内蔵された高品質センサー

正確!

高品質センサーを搭載し  
高精度で正確な測定!



内蔵された高品質センサー

### 測定数値の目安

#### ◆血中酸素飽和度

正常値・・・96%～98% (安静時)  
90%以上を保持する必要があります。

#### ◆心拍数

正常値・・・(45～85)  
要経過観察・・・(40～44)  
生活改善・・・(86～100)  
要医療・・・(~39、101~)

※測定イメージ



指を機器の中に入れ  
LEDの光を血管に当て、  
その透過光を測定します。

大切な毎日の体調管理に

簡単! 指を入れてボタンを  
押すだけ簡単測定!

指を離すと自動シャットアウト



体調指数 (血中酸素飽和度) 電池残量 脈拍元気指数



見る  
見る  
上下左右  
縦横表示  
変更

- 大切な毎日の体調管理に
- 指を入れてボタンを押すだけ簡単測定
- 上下左右縦横表示変更可能

本体サイズ: (幅) 約5.5cm × (奥行) 約3.8cm × (高さ) 約2.8cm

本体重量: 約25g

素材・成分: ABS樹脂、シリコンゴム

測定方法: 2波長吸光度法

電源: 単4乾電池 (別売)

定格電圧: DC 3V

\* 本製品は医療機器ではありません。

\* 血中酸素ウェルネス機能は、一般的な健康維持のみを目的としたものであり、医療目的で使用したり、判断したりするためのものではありません。

### 血中酸素飽和度測定器

商品名	パルスゼロメーター
品番	OMHC-CNPM001
参考上代	3,980円(税込)
販売価格	<b>1,980円(税込)</b>

【お問い合わせ】



ユニオントラベル広島

TEL:082-261-8131 FAX:082-263-3489

広島市南区金屋町1-17

[info@workpier.jp](mailto:info@workpier.jp)